

# PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej - lista produktów

## Kod produktu

## Zestawy TOXKIT

TK62L PHYTOTOXKIT dla fazy ciekłej z 3 roślinami (1 jednoliścienna + 2 dwuliścienne)

---

## ORGANIZMY TESTOWE

TB61 10 probówek z nasionami sorgo (*Sorghum saccharatum*)

---

TB62 10 probówek z nasionami rukwi (*Lepidium sativum*)

---

TB63 10 probówek z nasionami gorczycy (*Sinapis alba*)

---

## Zbiorniczki TESTOWE

TC61 6 stojaków, każdy z 6 płytkami testowymi i filtrem papierowym

---

TC62 90 płytek testowych (płytko dolna + pokrywka) z filtrami papierowymi

---

TC63 240 płytek testowych (płytko dolna + pokrywka) z filtrami papierowymi

---

TC64 480 płytek testowych (płytko dolna + pokrywka) z filtrami papierowymi

---

TC65 10 stojaków, każdy dla 6 płytek testowych

---

TC66 20 stojaków, każdy dla 6 płytek testowych

---

TC67 50 stojaków, każdy dla 6 płytek testowych

---

TC71 90 filtrów dla testów Phytotoxkit

---

TC72 240 filtrów dla testów Phytotoxkit

---

TC73 480 filtrów dla testów Phytotoxkit

---

ST01 100 grubych białych filtrów papierowych

---

ST01B 60 grubych białych filtrów papierowych

---

ST02 100 piankowych wkładek

---

ST02B 60 piankowych wkładek

---

## POŻYWKI

TM51 10 torebek z glebą kontrolną zgodną z OECD dla testu Phytotoxkit

---

TM52 1 torebka z 5 kg gleby kontrolnej zgodnej z OECD dla testu Phytotoxkit (z kubkiem miarowym)

---

TM53 1 torebka z 10 kg gleby kontrolnej zgodnej z OECD dla testu Phytotoxkit (z kubkiem miarowym)

---

## AKCESORIA

TI20 Standardowa Instrukcja dla Użytkownika (dla każdego typu testu Toxkit)

---

## SPRZĘT

TE21 Uniwersalny inkubator All-Round (180 litrów/4 listwy oświetlające)

---

TE32 Zapasowa żarówka dla inkubatora All-Round

---